

Fiche technique



Pack de 2 Mouches Bebes Seringue Nasale Bebe 10 ML

Description produit

Facile à utiliser, les seringues nasales réduisent efficacement les risques d'infection en garantissant une hygiène parfaite.

L'utilisation de sérum physiologique, ou solution saline, avec la seringue nasale permet d'évacuer facilement et rapidement les sécrétions du nez des enfants.

Référence :

MOUCHEBEBESERINX2

EAN : 3701088968462



Mode d'emploi

Avant la première utilisation, nettoyez le mouche-bébé avec de l'eau et du savon et trempez le 3 minutes au minimum dans de l'eau bouillante. Désinfectez régulièrement le mouche-bébé de cette manière. Si le produit semble s'être endommagé ou avoir subi une quelconque modification remplacez-le immédiatement.

Caractéristiques

Quantité par carton	400pcs
Volume	10 ml