

Fiche technique

Autotest unitaire All test - voie oral - detection 5 drogues



Description produit

Le test salivaire multi-drogues All Test permet d'identifier rapidement la présence de 5 substances psychoactives directement à partir d'un échantillon de salive.

Simple, rapide et non invasif, il constitue une solution fiable pour un dépistage immédiat d'une consommation récente.

Ce test est conditionné en boîte unitaire, prêt à l'emploi.

Ce dispositif permet la détection qualitative des substances suivantes :

Opium (Opiacés)

Cocaïne

Amphétamines

Cannabis (THC)

MDMA (Ecstasy)

Le dépistage salivaire est particulièrement adapté pour identifier une consommation récente, car la salive reflète rapidement la présence de substances dans l'organisme.

Méthode d'utilisation

Ne pas manger, boire ni fumer dans les 10 minutes précédant le test.

Sortir le test de son emballage scellé.

Placer l'écouvillon dans la bo...

Référence :

AUTOTESTMULTIDROGU

EAN : 6942598221235



Caractéristiques

Quantité par boîte

1 autotest

Quantité par carton

400